

Sistema **Láser** de Eliminación de Adiposidades  
Localizadas Sin Invasión

# COLD LASER LIPO SYSTEM

## “CLIP”

# LIPO LÁSER

- Es el tratamiento terapéutico médico estético no invasivo más novedoso, diseñado para remodelar y definir el contorno corporal, tanto en mujeres como en hombres.
- Esta indicado sin importar la edad o la existencia de alguna enfermedad general o crónico degenerativas como diabetes o hipertensión.

# LIPO LÁSER

- Ofrece la reducción inmediata del volumen corporal y resultados visibles desde la primera sesión con pérdida de hasta 5 centímetros, al término de 10 o 12 sesiones.
- No genera calor, sonido, vibración o estimulación eléctrica, ya que actúa por fotobiomodulación, esto es por acción de la luz
- No es invasivo, por lo que el paciente vuelve de inmediato a sus actividades.

# MECANISMO DE ACCIÓN



- Al recibir la estimulación lumínica localizada, la membrana del adipocito se vuelve permeable y libera la grasa contenida, estimulando la liberación de las lipasas, que transforman los triglicéridos, en ácidos grasos libres y glicerol, que son asimilables por el organismo.

# ¿CÓMO FUNCIONA?

- Se basa en un dispositivo de tecnología Láser de diodo de baja potencia 650 nanómetros.
- Actúa selectivamente a 1.5 centímetros. por debajo de la superficie de la piel.

# INDICACIONES

- Obesidad localizada
- Pre y post lipoescultura quirúrgica
- Retracción de tejidos después del embarazo
- Complemento en el tratamiento de la PEFE (Celulitis) y Síndrome Metabólico (Trastorno del metabolismo los carbohidratos con resistencia a la insulina)

# BENEFICIOS

- ⦿ Reducción significativa de medidas
- ⦿ Mejoría en la tensión, firmeza y textura de la piel
- ⦿ Reducción y mejoría de la celulitis
- ⦿ Rejuvenecimiento de la piel


# BENEFICIOS

- Le permite al médico o al asistente realizar otras actividades mientras el paciente está en tratamiento, ya que no es necesario operar el equipo.



# TRATAMIENTO

● El láser se aplica a través de 4 pads o paletas que se sujetan al cuerpo, en la zona que se desea tratar, mientras el paciente está cómodamente acostado sin sentir la menor molestia.



# TRATAMIENTO

- Se sugieren 10 a 12 sesiones por zona, con duración de 20 a 40 minutos.
- Actúa sólo a nivel fisiológico, **SIN DAÑAR** órganos vitales.
- Llega a zonas difíciles de tratar por otros sistemas.
- Puede aplicarse en cualquier área del cuerpo, como abdomen, cintura, cadera, muslos, brazos mejillas, papada, espalda y pectorales en hombres.

# EQUIPO Y COMPONENTES

- Módulo de Control
- 4 Paneles con 7 diodos (28 en total)
- 2 Diodos para Sistema Linfático
- Banda ajustable
- Lentes Protectores para paciente
- Pedestal ( opcional)
- Manual de procedimiento e instructivo de operación.

# RESULTADOS



⦿ Antes



⦿ Después de 5 sesiones



⦿ Después de 10 sesiones

- ◉ Dimensiones:  
90 x 50 x 45
- ◉ 10 kg de peso
- ◉ 2 años de Garantía



# FORMAS DE PAGO

- PRECIO \$ 69,000.°°
- 12 MESES SIN INTERESÉS AMEX y  
BANCOMER  
PAGO MENSUAL \$ 5,750°°
- 13% DE DESCUENTO EN PAGO DE  
CONTADO.

# RECUPERACION DE INVERSIÓN

- Precio sugerido por sesión \$ 500°°
- # de sesiones por paciente 12
- Ingreso por paciente \$ 6,000°°
- Número requerido de pacientes **10 / 12**
  
- Vida útil del equipo 10,000 Horas aprox.
- Ingreso por equipo \$5,000,000.°° M.N.

# CONTACTO

info@magmedical.net



magmedical



magmedicalmx

Tels. (55) 5760.0124 \* 01800.5630.123  
(844) 162.6208

Nextel (55) 3184.5164 ID 52\*15\*73577

Lic. Manuel Bustillo-Leal  
Director General